N O R I K S

NORIKS Cloud — ortopedski jastuk među koljena

Za spavanje na boku: drži koljena i bokove u liniji, s podesivom trakom koja ga drži na mjestu cijelu noć.

Jezgra	Memorijska pjena medicinske kvalitete, s perforacijama
Traka	Podesiva, s drukerima — jastuk ostaje na mjestu
Navlaka	Odvojiva, periva na 40 °C
Certifikati	OEKO-TEX® STANDARD 100, CertiPUR-EU
Namjena	Spavanje na boku

U PAKIRANJU

- 1 jastuk NORIKS Cloud
- Odvojiva navlaka
- Podesiva traka

BRZI POČETAK

1. Izvadite jastuk iz pakiranja i ostavite ga nekoliko sati da pjena poprimi puni oblik.
2. Legnite na bok i postavite jastuk između koljena i donjeg dijela bedara.
3. Zategnite traku oko noge toliko da jastuk ne klizi, ali ne stišće.

1. Prije prve uporabe

Jastuk je u transportu stisnut. Nakon vađenja iz pakiranja ostavite ga nekoliko sati na sobnoj temperaturi da pjena poprimi puni oblik.

2. Pravilan položaj

Legnite na bok i postavite jastuk između koljena. Zdjelica i kralježnica tako ostaju u prirodnoj liniji — bez uvrtanja križa i bez pritiska koljena o koljeno.



- Jastuk ide između koljena i donjeg dijela bedara, ne samo pod koljena.
- Traka prolazi oko noge i drži jastuk na mjestu i kad se okrenete.

3. Svakodnevno korištenje

- Prvih nekoliko noći tijelo se navikava na novi položaj — to je uobičajeno.
- Traku zategnite toliko da jastuk ne klizi; prejako zatezanje pritišće nogu.
- Jastuk nije namijenjen spavanju na leđima ni na trbuhu.

4. Pranje i njega

- Navlaku skinite i perite u perilici na 40 °C, na nježnom programu.
- Pjenu nikada ne perite u perilici i ne uranjajte u vodu — mrlje obrišite vlažnom krpom.
- Ne sušite pjenu na radijatoru ni na izravnom suncu.
- Jastuk ne čuvajte pritisnut pod teretom.

5. Rješavanje problema

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Jastuk ispadne noću	Traka nije zategnuta	Zategnite traku oko noge, iznad koljena
Pritisak na nogu	Pretijesna traka	Olabavite je za jedan druker
Pjena djeluje tvrdo	Hladna prostorija	Memorijska pjena omekša na tjelesnoj temperaturi nakon nekoliko minuta
Bol u križima ostaje	Jastuk prenisko	Pomaknite ga više, između koljena i bedara
Navlaka se skuplja	Pranje na visokoj temperaturi	Perite na 40 °C i sušite na zraku

6. Jamstvo, zamjena i povrat

Povrat ili zamjenu možete zatražiti u roku od 30 dana od dostave.

Proizvod mora biti nekorišten, nepran i u originalnom pakiranju, s priloženim računom.

Troškove povratne dostave snosi kupac, osim ako je proizvod stigao oštećen ili je poslana kriva stavka.

Povrat novca isplaćujemo na PayPal ili IBAN, u roku od 3 do 5 radnih dana od primitka pošiljke.

Za povrat ili zamjenu pišite na info@noriks.com i navedite broj narudžbe.

Ako proizvod stigne oštećen ili s greškom u izradi, javite nam se odmah — takav slučaj rješavamo bez troška za vas.

7. Napomena

NORIKS Cloud je jastuk za udobnije spavanje, a ne medicinski tretman. Ne postavlja dijagnozu i ne zamjenjuje savjet liječnika. Ako bol traje, jača ili se javi nakon ozljede, obratite se liječniku.