N O R I K S

NORIKS KneeHeat — grijanje, kompresija i masaža koljena

Tri terapije u jednoj seansi: toplina do 42 °C, zračna kompresija i vibracija 60 Hz. Seansa traje 12 minuta.

Toplina	Do 42 °C, tri stupnja
Kompresija	Zračna
Vibracija	60 Hz, tri načina rada
Seansa	12 minuta, pokreće se jednim gumbom
Napajanje	Punjiva baterija, USB-C
Izvedba	Podesive trake, produžna traka u pakiranju

U PAKIRANJU

- 1 bandaža NORIKS KneeHeat
- Produžna traka
- USB-C kabel za punjenje
- Upute

BRZI POČETAK

1. Napunite uređaj prije prve uporabe.
2. Postavite bandažu na koljeno tako da je čašica u sredini, i zategnite trake.
3. Pritisnite gumb — seansa od 12 minuta kreće odmah.

1. Prije prve uporabe

Uređaj napunite do kraja USB-C kabelom. Jedno punjenje dovoljno je za više seansi.

- Koljeno mora biti čisto i suho, bez krema i masti.
- Ne koristite uređaj dok je priključen na punjenje.
- Za veće opsege koristite produžnu traku iz pakiranja.

2. Postavljanje

Bandažu omotajte oko koljena tako da čašica ostane u sredini otvora, pa zategnite trake. Mora prianjati uz nogu, ali ne stezati — potkoljenica ne smije trnuti.



- Odgovara i lijevom i desnom koljenu.
- Sjednite i blago savijte nogu prije nego pokrenete seansu.

3. Seansa

Jedan pritisak gumba pokreće seansu od 12 minuta. Toplina širi krvne žile, kompresija potiskuje nakupljenu tekućinu i dovodi svježu krv, a vibracija opušta ukočenost oko zgloba.

- Počnite s najnižim stupnjem topline i najblažim načinom vibracije.
- Toplina smije biti ugodna — nikada vruća. Ako peče, odmah prekinite.
- Jedna do dvije seanse dnevno dovoljne su.

4. Punjenje i čuvanje

- Punite priloženim USB-C kabelom na standardnom 5 V punjaču.
- Uređaj obrišite suhom ili blago vlažnom krpom; ne uranjajte ga u vodu i ne perite u perilici.
- Čuvajte ga na suhom mjestu, izvan dohvata djece.

5. Rješavanje problema

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Uređaj se ne uključuje	Prazna baterija	Punite ga najmanje 30 minuta
Toplina se slabo osjeća	Najniži stupanj	Prijeđite na viši stupanj topline
Bandaža klizi niz nogu	Trake nisu zategnute	Zategnite trake ili dodajte produžnu traku
Potkoljenica trne	Prejaka kompresija	Prekinite seansu i olabavite trake
Kratko traje po punjenju	Visok stupanj topline	Toplina troši najviše energije — koristite niži stupanj

6. Jamstvo, zamjena i povrat

Povrat ili zamjenu možete zatražiti u roku od 30 dana od dostave.

Proizvod mora biti nekorišten, nepran i u originalnom pakiranju, s priloženim računom.

Troškove povratne dostave snosi kupac, osim ako je proizvod stigao oštećen ili je poslana kriva stavka.

Povrat novca isplaćujemo na PayPal ili IBAN, u roku od 3 do 5 radnih dana od primitka pošiljke.

Za povrat ili zamjenu pišite na info@noriks.com i navedite broj narudžbe.

Ako proizvod stigne oštećen ili s greškom u izradi, javite nam se odmah — takav slučaj rješavamo bez troška za vas.

7. Napomena

NORIKS KneeHeat je uređaj za kućnu primjenu i opuštanje, a ne medicinski tretman. Ne koristite ga preko otvorenih rana, kod akutne upale, tromboze, s elektroničkim implantatima ni kod smanjenog osjeta topline. Ako bol traje ili jača, obratite se liječniku.