N O R I K S

# NORIKS MamaFit — poslijeporođajne kompresijske gaćice 360°

Visok struk i ukrižena kompresija 360° — potpora trbuha sprijeda, sa strane i straga.

| | |
|---|---|
| Pojas | Ukriženi 360°, visok — iznad pupka |
| Pletivo | Tanko, mekano i prozračno, bez vidljivih šavova |
| Oblačenje | Navuku se kao obične gaćice, bez traka i čičaka |
| Veličine | XS – 3XL, prema opsegu struka |
| Boje | Crna, tamnoplava, ružičasta, boja kože |
| Njega | Pranje na 30 °C, sušenje na zraku |

**U PAKIRANJU**

- 1 par gaćica NORIKS MamaFit

**BRZI POČETAK**

1. Izmjerite opseg struka i prema tome odaberite veličinu.
2. Navucite gaćice tako da gornji rub sjedne iznad pupka.
3. Poravnajte ukriženi pojas preko trbuha, bez nabora.

## 1. Odabir veličine

Veličinu birajte prema opsegu struka, ne prema veličini odjeće prije trudnoće.

- Ako ste između dvije veličine, uzmite veću.
- Premala veličina ne oblikuje bolje — rub se podvije i ureže u donji dio trbuha.

Dostupne veličine: XS, S, M, L, XL, 2XL i 3XL.

## 2. Oblačenje

Gaćice navucite objema rukama, ravnomjerno s obje strane. Gornji rub treba doći iznad pupka, a ukriženi pojas poravnajte preko trbuha.




- Princip dolazi iz tradicionalne malezijske tehnike bengkung, kod koje se tkanina omotava oko trbuha.
- MamaFit to radi bez traka i čičaka — navučete ih za desetak sekundi.

## 3. Nošenje nakon poroda

Gaćice nježno pridržavaju trbuh i struk, pa odjeća ljepše pada — bez stezanja i bez rolanja ruba. Mogu se nositi i godinama nakon poroda.

- Tkanina je tanka i prozračna, prikladna za osjetljivu kožu.
- Prikladne su i pri dojenju.
- Počnite s nekoliko sati dnevno i produljujte prema osjećaju.

Nakon carskog reza ili ako niste sigurni, prije nošenja se posavjetujte sa svojim liječnikom.

## 4. Pranje i njega

- Perite u perilici na 30 °C, na nježnom programu, okrenute naopako.
- Bez izbjeljivača i bez omekšivača — omekšivač smanjuje elastičnost.
- Ne sušite u sušilici; ostavite da se osuše na zraku.
- Ne glačajte i ne čistite kemijski.

## 5. Rješavanje problema

| Što se događa | Uzrok | Rješenje |
|---|---|---|
| **Rub se rola prema dolje** | Premala veličina | Uzmite veću veličinu |
| **Gaćice klize** | Prevelika veličina | Uzmite manju veličinu |
| **Pritisak na ožiljak** | Prerano ili predugo nošenje | Skratite nošenje i posavjetujte se s liječnikom |
| **Vidi se rub ispod odjeće** | Pojas nije poravnat | Razvucite pojas preko trbuha rukom |
| **Pletivo popušta** | Omekšivač ili sušilica | Perite bez omekšivača i sušite na zraku |

## 6. Jamstvo, zamjena i povrat

Povrat ili zamjenu možete zatražiti u roku od 30 dana od dostave.

Proizvod mora biti nekorišten, nepran i u originalnom pakiranju, s priloženim računom.

Troškove povratne dostave snosi kupac, osim ako je proizvod stigao oštećen ili je poslana kriva stavka.

Povrat novca isplaćujemo na PayPal ili IBAN, u roku od 3 do 5 radnih dana od primitka pošiljke.

Za povrat ili zamjenu pišite na info@noriks.com i navedite broj narudžbe.

Ako proizvod stigne oštećen ili s greškom u izradi, javite nam se odmah — takav slučaj rješavamo bez troška za vas.

## 7. Napomena

NORIKS MamaFit je oblikujuće rublje, a ne medicinski steznik i ne zamjenjuje savjet liječnika. Nakon carskog reza, operacije ili uz zdravstvene tegobe posavjetujte se s liječnikom prije nošenja. Ako osjetite bol, trnce ili otekline, prestanite ih nositi.