N O R I K S

NORIKS RedRelief — terapija crvenim svjetlom za zapešće

Dvostruka valna duljina 660 nm i 850 nm, 48 dvostrukih LED dioda, seansa od 15 minuta.

Valne duljine	660 nm crveno + 850 nm infracrveno
Diode	48 dvostrukih LED dioda po cijeloj unutarnjoj strani
Načini rada	4 načina i 3 razine snage
Seansa	15 minuta, uređaj se sam isključuje
Napajanje	Punjiva baterija, USB-C — do 4 seanse po punjenju
Masa	126 g, otvor za palac i podesiva traka

U PAKIRANJU

- 1 omotač NORIKS RedRelief
- USB-C kabel za punjenje
- Upute

BRZI POČETAK

1. Napunite uređaj prije prve uporabe, dok lampica ne prestane treperiti.
2. Provucite palac kroz otvor i pričvrstite traku preko nadlanice.
3. Pritisnite gumb — seansa od 15 minuta kreće odmah.

1. Prije prve uporabe

Uređaj napunite do kraja USB-C kabelom. Punjenje traje oko 2 sata; jedno punjenje dovoljno je za do četiri seanse.

- Zapešće mora biti čisto i suho, bez krema i ulja.
- Skinite sat i narukvice — traka mora nalijegati ravno na kožu.
- Ne koristite uređaj dok je priključen na punjenje.

2. Postavljanje

Provucite palac kroz otvor i omotajte traku preko nadlanice. Diode moraju ležati na unutarnjoj strani zapešća, ondje gdje prolazi srednji živac.



- Traka treba prianjati uz kožu, ali ne stezati — prsti ne smiju trnuti.
- Omotač odgovara i lijevoj i desnoj ruci; samo ga okrenite.

3. Seansa

Jedan pritisak gumba pokreće seansu od 15 minuta. Odaberite način rada i razinu snage; uređaj se na kraju sam isključuje.

- Preporučena je jedna seansa dnevno — redovitost donosi rezultat.
- Tijekom seanse osjetit ćete blagu toplinu. Svjetlo ne smije peći.
- Prvih nekoliko dana počnite s nižom razinom snage.



660 nm smiruje površinsku upalu, a 850 nm prodire dublje, do tkiva oko srednjeg živca.

4. Punjenje i čuvanje

- Punite isključivo priloženim USB-C kabelom, na standardnom 5 V punjaču.
- Uređaj obrišite suhom ili blago vlažnom krpom — nikada ga ne uranjajte u vodu.
- Čuvajte ga na suhom mjestu, izvan izravnog sunca i izvan dohvata djece.

5. Rješavanje problema

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Uređaj se ne uključuje	Prazna baterija	Punite ga najmanje 30 minuta pa pokušajte ponovno
Svjetlo se čini slabim	Niska razina snage	Gumbom prijeđite na višu razinu
Osjeća se vrućina	Previsoka razina ili predugo nošenje	Prekinite seansu, smanjite razinu i sljedeći put držite 15 minuta
Nema učinka nakon par dana	Prekratko razdoblje	Terapija djeluje postupno — koristite je svakodnevno nekoliko tjedana
Traka klizi	Nije zategnuta preko nadlanice	Ponovno provucite palac i zategnite traku preko dlana

6. Jamstvo, zamjena i povrat

Povrat ili zamjenu možete zatražiti u roku od 30 dana od dostave.

Proizvod mora biti nekorišten, nepran i u originalnom pakiranju, s priloženim računom.

Troškove povratne dostave snosi kupac, osim ako je proizvod stigao oštećen ili je poslana kriva stavka.

Povrat novca isplaćujemo na PayPal ili IBAN, u roku od 3 do 5 radnih dana od primitka pošiljke.

Za povrat ili zamjenu pišite na info@noriks.com i navedite broj narudžbe.

Ako proizvod stigne oštećen ili s greškom u izradi, javite nam se odmah — takav slučaj rješavamo bez troška za vas.

7. Napomena

NORIKS RedRelief je uređaj za kućnu primjenu i opuštanje, a ne medicinski tretman. Ne postavlja dijagnozu i ne zamjenjuje savjet liječnika. Ne koristite ga preko otvorenih rana, kod trudnoće, s elektroničkim implantatima ili ako uzimate lijekove koji povećavaju osjetljivost na svjetlo. Ako tegobe traju ili jačaju, obratite se liječniku.